



**Febelcare Physio neusreiniger met zuigsysteem
incl. 10 wegwerfilters**

Helpt bij het verwijderen van neusstijm

De ademhaling van baby's gebeurt via de neus en baby's of jonge kinderen kunnen nog niet snuiten. Nasale secreties kunnen het neusje verstopen waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt. De Febelcare Physio neusreiniger helpt om het neusje vrij te maken. Het uiteinde van de neusreiniger is speciaal ontwikkeld om in alle veiligheid een efficiënte afvoer te garanderen. De afgeronde vorm zorgt ervoor dat de neusreiniger geen pijn doet wanneer hij in contact is met de neus van de baby. Alle onderdelen van de neusreiniger kunnen gereinigd worden door sterilisatie of vaatwasser en dus hergebruikt worden.

Vraag raad aan uw apotheker of arts voordat u de neusreiniger gebruikt bij pasgeborenen, of als er sprake is van bijzondere bezorgdigheden in de zone van de neus.

Gebruiksaanwijzing:

- Was uw handen.
- Plaats de filter tussen de tip en het reservoir.
- Leg het kindje op de rug en verhoog het hoofdje.
- Plaats het mondstuk in de mond.
- Plaats het neusstuk in één van de neusgaten van de baby.
- Zuig voorzichtig. De afscheidingen worden opgevangen op de filter.
- Herhaal dit zo vaak als nodig.
- Herhaal de procedure voor het andere neusgat met een nieuwe filter.
- Verwijder na gebruik de filter uit de neusreiniger.
- Reinig de verschillende onderdelen met warm water, door sterilisatie of in de vaatwasser en droog af met schone doek.

Het gebruik van een verdunde isotonische zee-wateroplossing in de vorm van een unidose of neusspray vergemakkelijkt het opzuigen van de afscheidingen uit de neusgaten.

Indien de symptomen aanhouden of verergeren, neem dan contact op met een arts.

Samenstelling van de neusreiniger:

- Tip van polycarbonaat
- Reservoir
- Siliconen buisje
- Ring
- Wegwerfilter
- Mondstuk van polypropyleen

Geleverd met 10 wegwerfilters. Filters kunnen afzonderlijk worden aangekocht bij uw apotheker.



WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR: bevat kleine onderdelen. Bewaar buiten bereik en zicht van kinderen. Niet gebruiken als de verzegeling verbroken is. Raadpleeg een arts of apotheker voor gebruik. Bewaar de neusreiniger in de originele verpakking. Ga voor ieder gebruik na dat de neusreiniger niet beschadigd is. Vervang de neusreiniger zodra slijtage optreedt.

Geef ernstige incidenten in verband met dit medisch hulpmiddel te melden aan Axone Pharma en/of de nationale bevoegde instantie.

Verklaring van gebruikte symbolen

	CE conformiteit		Productiedatum		Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is
	Fabrikant		Vervaldatum		Gebruiksaanwijzing lezen voor gebruik
	Distributeur		Medisch hulpmiddel		Algemeen symbool van herwinning/recycleerbaar
	Unieke identificatie van het hulpmiddel		Gemachtigde vertegenwoordiger in Europese Unie		Lotnummer



Ningbo Mongopa Industry and Trade Co., Ltd.,
No. 1-2-2, 2nd Block, Huitou Village Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo,
Zhejiang 315000 China



Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany



Axone Pharma N.V./S.A., Boulevard de France 9A,
1420 Braine-l'Alleud - Belgium



AP-0537-V01



**Febelcare Physio mouche-bébé avec système
incluant 10 filtres jetables**

Aide à éliminer le mucus nasal

La respiration des bébés se fait par le nez et les bébés ou jeunes enfants ne peuvent pas encore se moucher. Les sécrétions nasales peuvent obstruer le nez, rendant la respiration difficile. Le mouche-bébé Febelcare Physio aide à dégager le nez. L'extrémité du mouche-bébé a été spécialement conçue pour garantir un drainage efficace en toute sécurité. La forme arrondie permet au mouche-bébé de ne pas blesser le nez du bébé lorsqu'il est en contact. Toutes les pièces du mouche-bébé peuvent être nettoyées par stérilisation ou au lave-vaisselle, et peuvent donc être réutilisées.

Consultez votre pharmacien ou médecin avant d'utiliser le nettoyeur nasal chez les nouveau-nés, ou si vous avez des préoccupations particulières concernant la zone du nez.

Mode d'emploi.

- Lavez-vous les mains.
- Placez le filtre entre la pointe et le réservoir.
- Allongez l'enfant sur le dos et surélevez sa tête.
- Placez l'embout dans la bouche.
- Insérez l'embout nasal dans l'une des narines du bébé.
- Aspirez doucement. Les sécrétions sont captées sur le filtre.
- Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Répétez la procédure pour l'autre narine avec un nouveau filtre.
- Après utilisation, retirez le filtre du nettoyeur nasal.
- Nettoyez les différentes parties avec de l'eau chaude, par stérilisation ou au lave-vaisselle et séchez avec un chiffon propre.

L'utilisation d'une solution isotonique de sel marin dilué, sous forme d'unidose ou de spray nasal, facilite l'aspiration des sécrétions nasales.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin.

Composition du mouche-bébé :

- Pointe en polycarbonate
- Réservoir
- Tube en silicone
- Anneau
- Filtre jetable
- Embout en polypropylène

Livré avec 10 filtres jetables. Les filtres peuvent être achetés séparément chez votre pharmacien.

AVERTISSEMENT : DANGER D'ÉTOUFFEMENT : contient de petites pièces. Garder hors de portée et de vue des enfants. Ne pas utiliser si le sceau est brisé. Consultez un médecin ou un pharmacien avant utilisation. Conservez le mouche-bébé dans son emballage d'origine. Avant chaque utilisation, vérifiez que le mouche-bébé n'est pas endommagé. Remplacez le mouche-bébé dès qu'il présente des signes d'usure.

Veillez signaler tout incident grave lié à ce dispositif médical à Axone Pharma et/ou à l'autorité compétente nationale.

Déclaration des symboles utilisés

	Conformité CE		Date de fabrication		Lire la notice avant utilisation
	Fabricant		Date de péremption		Symbole général de récupération/recyclage
	Distributeur		Dispositif médical		Numéro de lot
	Identification unique du dispositif médical		Représentant autorisé dans l'Union européenne		

MD

Ningbo Mongopa Industry and Trade Co., Ltd., No. 1-2-2, 2nd Block, Huitou Village Industrial Zone. Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang 315000 Chine

EC REP

Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany



Axone Pharma N.V./S.A., Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud - Belgique

CE

AP-0537-V01

febelcare® Febelcare Physio Nasenreiniger mit Saugmechanismus
inkl. 10 Einwegfilter



Hilft bei der Entfernung von Nasenschleim

Die Atmung von Babys erfolgt über die Nase und Babys oder Kleinkinder können noch nicht schnäuzen. Nasensekrete können die Nase verstopfen und die Atmung erschweren. Der Febelcare Physio Nasenreiniger hilft dabei, die Nase zu befreien. Das Ende des Nasenreinigers wurde speziell entwickelt, um einen sicheren und effizienten Abfluss zu gewährleisten. Die abgerundete Form sorgt dafür, dass der Nasenreiniger beim Kontakt mit der Baby-Nase keine Schmerzen verursacht. Alle Teile des Nasenreinigers können durch Sterilisation oder in der Spülmaschine gereinigt und somit wiederverwendet werden.

Fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt, bevor Sie den Nasenreiniger bei Neugeborenen verwenden oder wenn besondere Bedenken im Bereich der Nase bestehen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Setzen Sie den Filter zwischen die Spitze und das Reservoir.
- Legen Sie das Kind auf den Rücken und heben Sie den Kopf.
- Setzen Sie das Mundstück in den Mund.
- Setzen Sie das Nasenstück in eines der Nasenlöcher des Babys.
- Saugen Sie vorsichtig. Die Absonderungen werden auf dem Filter aufgefangen.
- Wiederholen Sie dies so oft wie nötig.
- Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Nasenloch mit einem neuen Filter.
- Entfernen Sie nach der Benutzung den Filter aus dem Nasenreiniger.
- Reinigen Sie die verschiedenen Teile mit warmem Wasser, durch Sterilisation oder in der Spülmaschine und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab.

Die Verwendung einer verdünnten isotonischen Meerwasserlösung in Form einer Unidose oder Nasenspray erleichtert das Absaugen der Absonderungen aus den Nasenlöchern.

Wenn die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an einen Arzt.

Zusammensetzung des Nasenreinigers:

- Spitze aus Polycarbonat
- Silikonröhrchen
- Einwegfilter
- Reservoir
- Ring
- Mundstück aus Polypropylen

Delivered mit 10 Einwegfiltern. Filter können separat bei Ihrem Apotheker erworben werden.

WARNING: STRANGULIERUNGSGEFAHR: enthält kleine Teile. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn das Siegel beschädigt ist. Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt oder Apotheker. Bewahren Sie den Nasenreiniger in der Originalverpackung auf. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Nasenreiniger beschädigt ist. Ersetzen Sie den Nasenreiniger bei Abnutzung.

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt an Axone Pharma und/oder die zuständige nationale Behörde.

Erklärung der verwendeten Symbole

	CE-Konformitätslogo		Produktionsdatum		Gebrauchsanweisung vor der Verwendung lesen
	Hersteller		Verfallsdatum		Allgemeines Symbol für Rückgewinnung/Recycling
	Distributor		Medizinprodukt		Lotnummer
	Eindeutige Kennzeichnung des Medizinprodukts		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union		

MD

Ningbo Mongopa Industry and Trade Co., Ltd., No. 1-2-2, 2. Block, Huitou Village Industrial Zone. Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang 315000 China

EC REP

Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany



Axone Pharma N.V./S.A., Boulevard de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud - Belgien

CE

AP-0537-V01