

KIT NEBULISSEUR ENFANT

Contenu:

- Nébuliseur
- Embout buccal
- Masque pédiatrique
- Élastique pour fixer le masque
- Tube d'air

Mode d'emploi

1. Tournez délicatement la partie supérieure du nébuliseur dans le sens anti-horlogique pour désassembler l'appareil.
2. Remplissez la partie inférieure du nébuliseur avec le médicament prescrit par votre médecin. La quantité appropriée de liquide est d'environ 2 à 8 ml*. Assurez-vous que le cône est bien inséré dans la partie inférieure. Tournez délicatement la partie supérieure dans le sens horlogique pour réassembler le nébuliseur.
3. Vérifiez que les deux parties sont bien fixées l'une à l'autre.
4. Fixez une extrémité du tube d'air à la base du nébuliseur.
5. Fixez l'autre extrémité du tube au connecteur situé à l'avant du compresseur.
6. Attachez l'embout buccal ou le masque à la partie supérieure du nébuliseur.

*Si vous versez trop de médicament liquide: le liquide recouvrira la pièce qui assure la nébulisation du médicament liquide, ce qui rend toute nébulisation impossible. Si vous versez trop peu de médicament liquide: il ne peut pas être aspiré et ne peut donc pas être nébulisé.

AVERTISSEMENT: Certaines pièces de l'appareil sont très petites et peuvent être avalées par de jeunes enfants. Par conséquent, gardez l'appareil hors de portée des enfants.

KIT VERSTUIVER KIND

Inhoud:

- Vernevelaar
- Mondstuk
- Masker voor kinderen
- Elastiek voor bevestigen van masker
- Lucht slang

Gebruiksaanwijzing

1. Draai het bovenste gedeelte van de vernevelaar voorzichtig tegen de klok in om de vernevelaar uit elkaar te halen.
2. Vul het onderste deel van de vernevelaar met de medicatie die door uw arts is voorgeschreven. De juiste hoeveelheid vloeistof is ca. 2-8 ml*. Zorg ervoor dat de kegel in het onderste deel zit. Draai het bovenste deel voorzichtig met de klok mee om de vernevelaar weer in elkaar te zetten.
3. Zorg ervoor dat de twee delen goed op elkaar passen.
4. Bevestig het ene uiteinde van de luchtslang aan de basis van de vernevelaar.
5. Bevestig het andere uiteinde van de luchtslang aan de slangaansluiting aan de voorkant van de compressor.
6. Bevestig het mondstuk of masker van uw keuze aan het bovenste deel van de vernevelaar.

*Te veel vloeibare medicijnoplossing: het onderdeel dat de vloeibare medicijnoplossing vernevelt, wordt overdekt met de vloeibare medicijnoplossing, waardoor verneveling onmogelijk wordt. Te weinig vloeibare medicijnoplossing: de vloeistof kan niet opgezogen worden en kan niet verneveld worden.

WAARSCHUWING: Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn erg klein en kunnen door kleine kinderen worden ingeslikt. Bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

SET VERNEBLER KIND

Inhalt:

- Vernebler
- Mundstück
- Kindermaske
- Elastikband
- Luftschlauch

Bedienungsanleitung

1. Drehen Sie den oberen Teil des Verneblers vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um den Vernebler zu zerlegen.
2. Befüllen Sie den unteren Teil des Verneblers mit dem von Ihrem Arzt verschriebenen Medikament. Die geeignete Flüssigkeitsmenge beträgt etwa 2-8 ml*. Achten Sie darauf, dass der Konus in das Unterteil gesteckt wird. Drehen Sie das Oberteil vorsichtig im Uhrzeigersinn, um den Vernebler wieder zusammenzusetzen.
3. Achten Sie darauf, dass die beiden Teile gut zusammenpassen.
4. Befestigen Sie ein Ende des Luftschlauchs an der Basis des Verneblers.
5. Stecken Sie das andere Ende des Luftschlauchs in den Schlauchanschluss an der Vorderseite des Kompressors.
6. Befestigen Sie das Mundstück oder die Maske Ihrer Wahl am oberen Teil des Verneblers.

*Zu viel flüssiges Medikament: der Teil, der die Zerstäubung des flüssigen Medikaments bewirkt, ist von dem flüssigen Medikament bedeckt, so dass eine Zerstäubung nicht möglich ist. Zu wenig flüssiges Medikament: die Flüssigkeit kann nicht angesaugt und zerstäubt werden.

WARNHINWEIS: Bestimmte Teile des Geräts sind sehr klein und können von kleinen Kindern verschluckt werden. Bewahren Sie das Gerät deshalb für Kinder unzugänglich auf.



Ningbo Mongopia Industry & Trade Co., Ltd.
Nanhai Foshan City Fenghua Medical Appliance C., Ltd. - Fenghua building, Liangui Road, Yanbu, Nanhai, 528247 Foshan, Guangdong P.R.C.



Lotus NL B.V. - Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.



Axone Pharma n.v./s.a., Boulevard de France 9A, 1420 Braine l'Alleud, Belgique.



Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / Medizinprodukt



4 344 - 032

KIT NEBULISEUR ADULTE

Contenu:

- Nébuliseur
- Embout buccal
- Masque pour adulte
- Élastique pour fixer le masque
- Tube d'air

Mode d'emploi

1. Tournez délicatement la partie supérieure du nébuliseur dans le sens anti-horlogique pour désassembler l'appareil.
2. Remplissez la partie inférieure du nébuliseur avec le médicament prescrit par votre médecin. La quantité appropriée de liquide est d'environ 2 à 8 ml*. Assurez-vous que le cône est bien inséré dans la partie inférieure. Tournez délicatement la partie supérieure dans le sens horlogique pour réassembler le nébuliseur.
3. Vérifiez que les deux parties sont bien fixées l'une à l'autre.
4. Fixez une extrémité du tube d'air à la base du nébuliseur.
5. Fixez l'autre extrémité du tube au connecteur situé à l'avant du compresseur.
6. Attachez l'embout buccal ou le masque à la partie supérieure du nébuliseur.

*Si vous versez trop de médicament liquide: le liquide recouvrira la pièce qui assure la nébulisation du médicament liquide, ce qui rend toute nébulisation impossible. Si vous versez trop peu de médicament liquide: il ne peut pas être aspiré et ne peut donc pas être nébulisé.

AVERTISSEMENT: Certaines pièces de l'appareil sont très petites et peuvent être avalées par de jeunes enfants. Par conséquent, gardez l'appareil hors de portée des enfants.

KIT VERSTUIVER VOLWASSENE

Inhoud:

- Vernevelaar
- Mondstuk
- Masker voor volwassenen
- Elastiek voor bevestigen van masker
- Lucht slang

Gebruiksaanwijzing

1. Draai het bovenste gedeelte van de vernevelaar voorzichtig tegen de klok in om de vernevelaar uit elkaar te halen.
2. Vul het onderste deel van de vernevelaar met de medicatie die door uw arts is voorgeschreven. De juiste hoeveelheid vloeistof is ca. 2-8 ml*. Zorg ervoor dat de kegel in het onderste deel zit. Draai het bovenste deel voorzichtig met de klok mee om de vernevelaar weer in elkaar te zetten.
3. Zorg ervoor dat de twee delen goed op elkaar passen.
4. Bevestig het ene uiteinde van de luchtslang aan de basis van de vernevelaar.
5. Bevestig het andere uiteinde van de luchtslang aan de slangansluiting aan de voorkant van de compressor.
6. Bevestig het mondstuk of masker van uw keuze aan het bovenste deel van de vernevelaar.

*Te veel vloeibare medicijnoplossing: het onderdeel dat de vloeibare medicijnoplossing vernevelt, wordt overdekt met de vloeibare medicijnoplossing, waardoor verneveling onmogelijk wordt. Te weinig vloeibare medicijnoplossing: de vloeistof kan niet opgezogen worden en kan niet verneveld worden.

WAARSCHUWING: Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn erg klein en kunnen door kleine kinderen worden ingeslikt. Bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

SET VERNEBLER ERWASSENEN

Inhalt:

- Vernebler
- Mundstück
- Erwachsenenmaske
- Elastikband
- Luftschlauch

Bedienungsanleitung

1. Drehen Sie den oberen Teil des Verneblers vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um den Vernebler zu zerlegen.
2. Befüllen Sie den unteren Teil des Verneblers mit dem von Ihrem Arzt verschriebenen Medikament. Die geeignete Flüssigkeitsmenge beträgt etwa 2-8 ml*. Achten Sie darauf, dass der Konus in das Unterteil gesteckt wird. Drehen Sie das Oberteil vorsichtig im Uhrzeigersinn, um den Vernebler wieder zusammenzusetzen.
3. Achten Sie darauf, dass die beiden Teile gut zusammenpassen.
4. Befestigen Sie ein Ende des Luftschlauchs an der Basis des Verneblers.
5. Stecken Sie das andere Ende des Luftschlauchs in den Schlauchanschluss an der Vorderseite des Kompressors.
6. Befestigen Sie das Mundstück oder die Maske Ihrer Wahl am oberen Teil des Verneblers.

*Zu viel flüssiges Medikament: der Teil, der die Zerstäubung des flüssigen Medikaments bewirkt, ist von dem flüssigen Medikament bedeckt, so dass eine Zerstäubung nicht möglich ist. Zu wenig flüssiges Medikament: die Flüssigkeit kann nicht angesaugt und zerstäubt werden.

WARNHINWEIS: Bestimmte Teile des Geräts sind sehr klein und können von kleinen Kindern verschluckt werden. Bewahren Sie das Gerät deshalb für Kinder unzugänglich auf.



Ningbo Mongopia Industry & Trade Co., Ltd.
Nanhai Foshan City Fenghua Medical Appliance C., Ltd. - Fenghua building, Liangui Road, Yanbu, Nanhai, 528247 Foshan, Guangdong P.R.C.



Lotus NL B.V. - Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.



Axe Pharma n.v./s.a., Boulevard de France 9A, 1420 Braine l'Alleud, Belgique.



Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / Medizinprodukt

